

Snellisci la silhouette e fai scomparire la cellulite con Cellu-cup

Controindicazioni all'uso di Cellu-cup:

- Presenza di tumore maligno o benigno, cancro.
- Presenza di varici sulla zona da trattare.
- Stati febbrili e infiammatori.
- Assunzione di anticoagulanti per via orale e/o iniettabili.
- Ipertensione arteriosa.
- Patologie dermatologiche, lesioni cutanee, piaghe, ustioni.
- Patologie del sangue.
- Patologie circolatorie.
- Reazioni allergiche, eczema e in particolare eczema da contatto.
- Presenza di un'elevata quantità di nei nella zona da trattare.

In caso di dubbio consultare il medico.

Zone d'uso di Cellu-cup:

- Il massaggio con Cellu-cup può essere effettuato sulle seguenti zone: gambe e cosce, fianchi, pancia, glutei, zona dei tricipiti delle braccia e zona cervicale ("gobba di bisonte").
- Cellu-cup non deve mai essere applicata sulle seguenti zone: ghiandole mammarie, mucose, occhi e zone genitali.

Raccomandazioni particolari per Cellu-cup:

- Non utilizzare nella zona del ventre in caso di gravidanza.
- Non utilizzare al di sotto dei 16 anni.
- Non utilizzare sulle zone di iniezione nelle persone che soffrono di diabete insulino-dipendente.
- Non utilizzare dopo una seduta abbronzante o un'esposizione al sole.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini o degli animali.
- Utilizzare e conservare Cellu-cup a temperatura ambiente. Non esporre Cellu-cup a temperature inferiori a 0 °C e superiori a 45 °C (rischio di danneggiamento del silicone).
- Non bruciare, né perforare Cellu-cup.
- Non congelare e non esporre ad apparecchi riscaldanti.
- Non pulire con prodotti abrasivi e/o corrosivi. Per la pulizia di Cellu-cup usare solo prodotti cosmetici (sapone, gel doccia, ecc.).
- Non ingerire il prodotto, né integralmente, né in parte.

Prima di iniziare, dedicare qualche minuto alla preparazione:

Per effettuare correttamente il massaggio, non USARE MAI Cellu-cup SULLA PELLE ASCIUTTA. Affinché possa scorrere ed eseguire il massaggio, è necessario pertanto:

- preparare la zona da trattare applicando un prodotto noto e ben tollerato (olio da massaggio o crema grassa),
- oppure effettuare il massaggio sotto la doccia sfruttando l'effetto di acqua e sapone.

Come afferrare correttamente la pelle:

Per effettuare l'impastamento, bisogna "pizzicare" correttamente la pelle, ovvero quella quantità di pelle che dovrà scorrere e rotolare in un secondo tempo. Per afferrare correttamente la pelle:

- stringere forte Cellu-cup per far uscire l'aria che si trova all'interno.
- poggiare Cellu-cup contro la pelle dal lato con i bordi arrotondati, senza rilasciarla.
- rilasciare Cellu-cup: se compare una quantità di pelle all'interno è fatta!

Puoi anche guardare il video su www.cellu-cup.com per un aiuto visivo su come eseguire correttamente questa fase.

Svolgimento del massaggio:

Ricorda: la pelle non deve essere asciutta.

Esempio di svolgimento per il lato coscia ("culotte de cheval"):

- Spostare Cellu-cup (non tenerla ferma per evitare il rischio di ematomi) sulla zona da trattare prima in un senso (orizzontale) poi nell'altro (verticale) - *per 4 minuti*
- Nella stessa zona, effettuare dei movimenti circolari o a "S" - *per 3 minuti*
- Terminare con un'azione profonda premendo Cellu-cup contro la pelle (come per affondarla) e poi tirandola verso l'esterno (senza che si stacchi) - *per 1 minuto*.

Questi 3 tipi di movimenti possono essere effettuati in qualsiasi zona da trattare (glutei, pancia, fianchi, ecc.).

Puoi anche guardare il video su www.cellu-cup.com per un aiuto visivo su come eseguire correttamente questa fase.

Attenzione: il massaggio può essere doloroso. In questo caso ridurre la quantità di pelle pizzicata stringendo meno forte Cellu-cup e ridurre il tempo del massaggio. Quando il massaggio sarà diventato meno doloroso (4-5 sedute) potrai afferrare una quantità di pelle maggiore e aumentare progressivamente il tempo del massaggio.

Frequenza:

3-4 sedute di Cellu-cup a settimana per una durata di 8 minuti circa per zona da trattare. Questa è un'indicazione da adattare in base alla zona da trattare e alla gravità della cellulite.

Con questa frequenza i primi risultati arrivano dopo 3-4 settimane. Una volta ottenuti i risultati, effettuare un massaggio settimanale per mantenerli.

Effetti secondari:

- **Abituali:** rossore della pelle, sensazione di prurito legata all'aumento della vascolarizzazione della zona trattata. Questi effetti scompaiono pochi minuti dopo la fine del massaggio.
- **Frequenti:** comparsa di piccoli ematomi. Se non sono dolorosi, si può continuare il trattamento abituale. In caso contrario, distanziare le sedute in modo che la pelle si abitui.
- **Rari:** eruzione cutanea, rossore persistente.

Ricordiamo che la perdita di cellulite implica un massaggio Cellu-cup regolare associato a una dieta equilibrata e a un'attività fisica adeguata.

Cellu-cup declina qualsiasi responsabilità in caso d'inosservanza di queste istruzioni d'uso. Cellu-cup declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di comparsa di varicosi.

In normali condizioni di utilizzo e di pulizia la durata di questo prodotto è di almeno 2 anni.